



Formulation sans aldéhyde.

Pouvoir moussant contrôlé.

Stabilité en eau froide ou chaude.

## Désinfectant de contact **BFR4.0**

REF. 3010.91 - 3010.92

### UTILISATION

Désinfectant pour baignoires, pupitres et chariot douches. Produit non corrosif pour le matériel.

### COMPOSITION

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N° CAS 7173-51-5 : 60 mg/g), excipients.

### CARACTERISTIQUES

Liquide incolore.

pH du produit pur à 20°C: 1 à 3

pH à la dilution de 1%: environ 7

Densité à 20°C: 0.98 à 1.01

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide en 5 min, 0,15%, 20°C : EN 1276. Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20°C : EN 13624. Actif à 0,5% sur HIV-1 en 15 min, 20°C. Actif à 1% sur PRV (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min, 20°C.

### MODE D'EMPLOI

Solution concentrée. S'utilise sur des surfaces préalablement nettoyées, à la dilution de 0,15% (1,5 ml/l) à 1% (10 ml/l) selon l'activité antimicrobienne recherchée, en respectant le temps de contact indiqué. Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>). Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient du chlorure de didécyl diméthyl ammonium. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Utiliser dans des zones bien ventilées. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas réutiliser l'emballage. Éviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le produit non utilisé et son récipient comme un déchet dangereux. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) - usage réservé aux professionnels.

### CONDITIONNEMENTS

3010.91 BFR4.0 en 5kgs

3010.92 BFR4.0 en 1kg

