

Balnéothérapie


Reval Tonic

Bassin de rééducation


L'eau dynamique au service de la rééducation et de la réadaptation

Bassin de rééducation Reval Tonic

La balnéothérapie dynamique trouve ses applications en thérapie préventive comme en thérapie curative. Qu'elle soit fonctionnelle ou cardiologique, que ses objectifs soient de soulager, de restaurer les masses musculaires, d'activer la circulation ou d'entraîner à l'effort, la balnéothérapie utilisant un courant laminaire est plus efficace et permet d'optimiser le temps d'immersion.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE



Bassin de rééducation Reval Tonic

La Reval Tonic offre des caractéristiques uniques :

- l'immersion de 3 patients est possible simultanément
- le plancher mobile à immersion progressive permet d'accéder au bassin sans obstacle ni appréhension
- l'eau du bassin est intégralement filtrée en moins d'une heure : elle reste cristalline
- le courant laminaire est homogène dans tout le bassin et ajustable de 0 à 3 m/s

Pensée pour répondre à toutes les exigences de soin, de sécurité et de facilité d'utilisation, la Reval Tonic est compacte et performante. Elle s'intègre aisément dans des locaux existants et offre un faible coût d'exploitation.

La Reval Tonic existe en trois versions de tailles. Sa conception s'articule autour d'un bassin modulaire infissurable assemblé dans un berceau métallique intégrant le local technique et l'ensemble des armoires de commandes.

Caractéristiques

- Bassin en vynilester infissurable : surface lisse et chaude, limitation de l'accumulation bactérienne, propriétés antidérapantes
- Plate-forme à immersion variable réglable au cm, pouvant être transformée en couloir de marche par l'adjonction d'une simple barre inox
- Courant laminaire généré dans le double-fond du bassin et produit par roue à aube : force paramétrable et visualisable par un affichage barre Graphe
- Courant homogène dans la totalité du bassin
- Local technique intégré dans le volume général du bassin
- Cycle de filtration de 100% de l'eau en moins d'une heure : eau cristalline
- Bassin de plein-pied avec le plateau technique de soins (haut du bassin au niveau 0 du sol)
- Conditions de transfert des patients idéales
- Structure du bassin sous garantie décennale
- Equipement évolutif

Versions disponibles

- Reval Tonic « S » : dimensions 5 830 x 2 500 mm, hauteur d'eau 1 200 mm
- Reval Tonic « L » : dimensions 5 830 x 2 500 mm, hauteur d'eau 1 700 mm
- Reval Tonic « XL » : dimensions 6 830 x 2 500 mm, hauteur d'eau 1 700 mm