

Transfert

Tourmaline

Verticalisateur actif

Polyvalence et facilité d'utilisation



Verticalisateur actif Tourmaline

REF. 5800.00

Le verticalisateur actif Tourmaline permet de transférer et de verticaliser les patients. Grâce à sa conception stable et à son repose-jambes universel, le verticalisateur prend en charge une grande variété de morphologies de patients.



Tourmaline 5800.00

Tourmaline

POINTS FORTS




Option ceinture de sécurité

- Le verticalisateur Tourmaline permet à un accompagnant seul d'assister le résident dans sa verticalisation de la position assise à la position debout.
- Grâce à sa conception stable et à son repose-jambes universel, le verticalisateur peut prendre en charge une grande variété de morphologies de patients pesant jusqu'à 185 kg et mesurant jusqu'à 1,95m. Le repose-jambes, à la fois très haut et très large, s'adapte naturellement à tous les patients.
- Une large gamme de ceintures de sécurité est disponible avec le verticalisateur Tourmaline, notamment pour les résidents au tonus diminué.

Verticalisateur actif Tourmaline

REF. 5800.00



*Dimensions en millimètres

Caractéristiques

- Structure en acier : résistante aux détergent de surface traité anti-corrosion.
- 4 roulettes multidirectionnelles à 360° de diamètre 100mm.
- 2 poignées de poussée positionnées de chaque côté de l'appareil.
- 1 poignée de maintien pour le patient.
- Double assise amovible en polyuréthane antidérapant.
- 1 support pour les genoux.
- 1 repose-pieds
- 1 écartement des pieds commandés par pédale.

Capacités - Performances

- Patients pesant jusqu'à 185 Kg et mesurant jusqu'à 1,95m.
- Poids total du verticalisateur : 38 Kg.